

UV-AIRCLEAN LARGE WORKSTATION

PCR-
ARBEITSPLATZ
3 STECKDOSEN
INTEGRIERT



- Großer Arbeitsbereich für mehrere Geräte
- Mit drei integrierten Steckdosen und Timer
- Maße: 1245 x 585 x 585 mm
- Arbeitsfläche: 1200 x 520 mm

UV-AIRCLEAN WORKSTATION

PCR-
WORKSTATION
AUS GLAS.
IST BESSER.



- UV-Bestrahlung und Rezirkulator getrennt schaltbar
- 2 Modelle erhältlich: mit oder ohne Steckdose
- Maße: 690 x 555 x 555 mm
- Arbeitsfläche: 480 x 645 mm

SPRÜHFLASCHE DNA DEKONTAMINATION

RNA/DNA
RNase/DNase
FREE



- Reinigt empfindliche Oberflächen
- schont Glas, Metall und Kunststoff
- 250 ml (PDS) oder 475 ml (Apex)

WARTUNG BRINGT SICHERHEIT

DAMIT IHRE
WORKSTATION
ZUVERLÄSSIG
BLEIBT.



- Wartungsservice für UV-Airclean
- vereinbaren Sie einen Wartungs-Termin vor Ort
- oder bestellen Sie ein UV-Airclean Austausch-Set