



Black Cube SBS-Rack für Pipettieraufgaben

Produktbeschreibung

Black Cube ist ein stabiles SBS-Rack und für alle Standard-Formate geeignet. Der Black Cube wird mit Wasser befüllt und vor der Verwendung in ein Gefriergerät gelegt.

Der Materialmix aus stabilem Kunststoff und einer Metallbasis bietet eine ideale Aufnahme von PCR-Platten in automatisierten Liquid-Handling-Systemen.

Ein modernes und vielseitiges Rack für viele Anwendungen geeignet.

Zur Vorbereitung frieren Sie den PCR-Cooler bei -20°C für mindestens 2 Stunden ein. Dabei die Bodenseite nach oben drehen.

Füllmenge: 350 ml
Optional: PCR-Cooler Platte aus Aluminium (blau)

Bodenplatte für niedrigere Standflächen abnehmbar.

Technische Daten

Format	SBS Standard
Füllmenge Wasserbehälter	350 ml
Maße außen (L x B x H)	135 x 94 x 110 mm
Innenmaße der Mikroplatten-Fläche (L x B x H)	127 x 85 x 15 mm
Maße abnehmbarer Sockel (L x B x H)	135 x 94 x 20 mm



SBS-Rack Black Cube



SBS-Rack Black Cube mit PCR-Cooler (optional)



Black-Cube mit abnehmbarem Sockel